

マルチチューブ一発！ツイストデキャッパー

スクリュウキャップ96個を一度に処理する

デキャップ・リキャッパーです。

- ★ ハイスピード96個一括脱着。デキャップ16秒、リキャップ20秒。
- ★ S B S規格96穴フォーマットの、スクリュウキャップ・チューブに対応。
- ★ ピペッティング・マシンへのインテグレートに対応 (TD-96R)。
- ★ マニュアルアクセス (TD-96、TD-96R)、ロボティクス搬送 (TD-96R) に対応。
- ★ スタンド・アローン対応のコントローラー内臓 (TD-96)、または外部制御 (TD-96R)。

各種外部搬送系、ピペッティング・マシンに合わせた仕様変更が可能です。



スタンド・アローン用
マニュアル操作タイプ

TD-96



ピペッティング・マシン・インテグレート用
外部制御タイプ

TD-96R

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

マルチチューブ一発！ツイストデキャッパー

標準仕様

形式	TD-96	TD-96R
タイプ	手動型	自動化対応型
チューブラック飲み込み	押しボタン・スタート	外部制御・自動
デキャップ・リキャップ	押しボタン・スタート	外部制御・自動
チューブラック吐き出し	押しボタン・スタート	外部制御・自動
コントローラー	内臓	外部
本体サイズ	W=350,D=290,H=450mm、31kg	W=300,D=220,H=450mm、26kg (搬送部、制御部除く)
電源	AC 100V 4A	AC 100V 4A (搬送部、制御部除く)

オプション(TD-96)



専用スペーサで、ショートチューブ・ミドルチューブにも対応できます。

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>