

クール・サーモ・ツイスト！ シリーズ

冷却・加温・振とう可能な、コンパクト・マルチ・モジュールです。

- ★ SBS規格マイクロプレートのフットプリントに対応。
- ★ マイクロプレート、PCRプレート、マイクロチューブ、リザーバーに対応。
- ★ ピペッティング・マシンへのインテグレートに対応。
- ★ マニュアルアクセス、ロボティクス搬送に対応。
- ★ スタンドアロン対応、インテグレーション対応のコントローラー付属。
- ★ 冷却・加温用の各種ブロック、スペーサーをラインアップ。特注にも対応。
- ★ 振とう機能なしタイプもラインアップ。
- ★ 大判ペルチェユニット、高効率熱伝導シート搭載。



ワーク (対象物)、サイズ、インテグレーション・アジャストなど仕様変更可能。

その他変更、ブロック・スペーサー・高効率熱伝導シート製作も、迅速お見積もりいたします。

← ベックマン・コールター社 Biomek FX
インテグレーション例

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

クール・サーモ・ツイスト！ シリーズ

標準仕様

| 形式 | TA-100 | TI-100 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 名称 | Thermal ALPS (Hie Hie) | Twist Incubator (Hie Ble) |
| クール・サーモ (周囲温度 25℃時、プレート表面温度) | 4℃～75℃ ±0.2℃ | 4℃～75℃ ±0.2℃ |
| 振とう | なし | Magic Oval 強度可変 |
| サイズ (本体、ブロック別) | W=152,D=102,H=155mm、1.9kg | W=152,D=102,H=165mm、1.9kg |
| サイズ (コントローラー) | W=100,D=330,H=65mm、1.5kg | W=132,D=330,H=77mm、2.0kg |
| 電源 | AC 100V 6A | AC 100V 6A |

ブロック仕様例

96/384well PCR Plate 用

アルミニウム 黒アルマイト処理

W=127.8, D=85.5, H=31.0mm、680g

1.5ml マイクロチューブ[®] (6X4 列) 用

アルミニウム 黒アルマイト処理

W=127.8, D=85.5, H=35.0mm、800g

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>