

# プレート・サーバー

## ISTCP-08C-480-BC-RSIF

# Variport™

### スタックラック & スロットラック混在可能のプレート・サーバです。

- ★ スタックラックとスロットラックを混在可能。
  - ① スタックラック：積み上げ収納でラック上方から取り出し可能
  - ② スロットラック：棚段収納でランダムアクセス可能
- ★ 高さが異なる3種類の棚に対応します。また、カートリッジは、スタックが可能です。
- ★ プレート 200 枚収納が可能。(シャロープレート高さ 18mm 以下)
- ★ 全棚バーコード・スキャン・スタートで在荷DB管理。(オプションにて対応)
- ★ 外部システム・搬送系とのインターフェイス対応。
- ★ 外部アクセス←→ロータ・ウェイタ←→棚アクセス の連携で搬送待ち時間なし。
- ★ ラック単位での一括手動セットアップ対応。
- ★ プレートに蓋を積んだ状態での搬送が可能です。(オプションにて対応)

#### 【概要仕様】

プレート収納数	: シャロープレート 200 枚 または TipBox 64 個 (スロットラック時)
	: シャロープレート 350 枚 (スタックラック時)
サイズ 重量	: w=600mm d=1270mm h=1050mm 120kg
電源	: AC100V 10A
インターフェイス	: RS232C または TCP/IP
インターロック	: ドアインターロック

#### 【ラック仕様】

- Type① - Stack Rack :
- Type② - 25 Slots Rack : Pitch=28mm
- Type③ - 10 Slots Rack : Pitch=70mm
- Type④ - 8 Slots Rack : Pitch=84mm


#### 【カラーバリエーション】

スロット・ラック

スタック・ラック



A B C D E G H J



製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

No.C0908270