

# プレート・ストッカ

## iCPPS-200-00-000

# Variport™

ランダムアクセス対応スロットラック混在可能のプレート・サーバです。

★ スタックラックとスロットラックを混在可能。

① チップラック : チップ用ピッチのラック 8段

② プレートラック : シャロープレート用ラック 25段

★ 高さが異なる3種類の棚に対応します。また、カートリッジは、スタックが可能です。

★ プレート 200枚収納が可能。(シャロープレート高さ 18mm 以下)

★ 全棚バーコード・スキャン・スタートで在荷DB管理。(オプションにて対応)

★ 外部システム・搬送系とのインターフェイス対応。

★ ラック単位での一括手動セットアップ対応。

★ プレートに蓋を積んだ状態での搬送が可能です。

★ カートリッジは、カラーバリエーションに対応

### 【概要仕様】

プレート収納数

-シャロープレート : 25段 x 8カートリッジ = 200枚

-チップボックス : 8段 x 8カートリッジ = 64ラック

-サイズ/重量 : w=600mm d=600mm h=1050mm/50kg

-電源 : AC100V 10A

-インターロック : ドアインターロック

### 【販売価格】

¥3,500,000.- (カートリッジ別売、制御系別)

### 【ラック仕様】

- Type① - 25 Slots Rack : Pitch=28mm
- Type② - 10 Slots Rack : Pitch=70mm
- Type③ - 8 Slots Rack : Pitch=84mm

### 【スロット・カートリッジ】

¥125,000~ ¥265,000



A B C D E G H J



製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

No.B001201