

搬送ロボット

iPTRS-IS03-L00-Z10

Ψ4 High-X™

ランダムアクセス対応 シングルハンド搬送ロボットです。

- ★ 上下ストロークを最大 1000mm 旋回範囲 330°
- ★ ランダムアクセス・ストッカとの組み合わせにより、LabWare の搬送に対応。
- ★ パドル式が搬送により、プレートの落下は「0」。 搬送重量 2kg まで対応
- ★ ワーク検出センサにより、二重置き防止。(パドル上、パドル先端)
- ★ 外部システム・搬送系とのインターフェイス対応。
- ★ 走行部、旋回部の組合せにより、搬送エリアを最適化可能。(オプションにて対応)
- ★ デュアルハンドにより、搬送スループットを高速化可能。(オプションにて対応)
- ★ バーコード・スキャンにより在荷DB管理。(オプションにて対応)

【概要仕様】

-プレート収納数

-シャロープレート : 25 段 x 8 カートリッジ = 200 枚

-チップボックス : 8 段 x 8 カートリッジ = 64 ラック

-外形寸法

: W=400mm

D=400mm (～5000mm)

h=1200mm


-重量

: 90kg (～250kg)

-電源

: AC100V 15A

【インテグレーション例】



【デュアルハンド&BCR】



【販売価格】

本体 : ￥6,450,000.-

コントローラ : ￥1,875,000.-

製造元

販売



アイエス・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒300-2635 茨城県つくば市東光台 5-9-1

TEL: 029-848-3308 FAX: 029-848-3309

URL <http://www.istj.co.jp>

No.B000303